

FOMADENT M

КОМПЛЕКТ ПРОЯВИТЕЛЯ И ЗАКРЕПИТЕЛЯ ДЛЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ ЗУБОВ

Характеристика

Комплект FOMADENT M содержит жидкий концентрат проявителя FOMADENT MD и закрепителя быстрого действия FOMADENT MF для машинной обработки радиографических снимков зубов FOMA – DENTIX и таких же изделий других производителей.

Рабочие растворы готовятся разбавлением концентратов водой.

Проявитель FOMADENT M - это однокомпонентный концентрат для приготовления проявителя для машинной обработки радиографических снимков зубов. Проявитель обеспечивает высокое качество изображения, отличается особенно мелким гранулами и хорошо сбалансированным контрастом. Он полностью использует чувствительность плёнки. Состав проявителя обеспечивает длительную стабильность и предотвращает образование осадков при использовании жёсткой воды.

Закрепитель быстрого действия FOMADENT MF - это однокомпонентный концентрат на основе серноватисто-кислого аммония для приготовления закрепителя для машинного закрепления радиографических снимков зубов. Отличается высокой скоростью закрепления и активностью, сильной пuffed способностью и длительной стабильностью.

Обработка

Комплект FOMADENT M поставляется в двух типах упаковок:

FOMADENT M 1,75 – комплект содержит 5x 500 мл концентрата проявителя FOMADENT MD 1,75 и 5x 500 мл концентрата закрепителя быстрого действия FOMADENT MF 1,75.

Комплект предназначен для приготовления 5x 1,75 литра рабочего раствора проявителя и 5x 1,75 литров рабочего раствора закрепителя быстрого действия.

FOMADENT M 2,5 – комплект содержит 2x 1 литр концентрата проявителя FOMADENT MD 2,5 и 2x 1 литр концентрата закрепителя быстрого действия FOMADENT MF 2,5. Комплект предназначен для приготовления 2x 2,5 литра рабочего раствора проявителя и 2x 2,5 литра рабочего раствора закрепителя быстрого действия.

Концентраты поставляются в пластмассовых упаковках.

Приготовление раствора

1. Приготовление рабочего раствора проявителя:

Комплект FOMADENT M 1,75 – концентрат проявителя FOMADENT MD 1,75 доливается водой до 1,75 литра рабочего раствора.

Комплект FOMADENT M 2,5 – концентрат проявителя FOMADENT MD 2,5 доливается водой до 2,5 литров рабочего раствора проявителя.

2. Приготовление рабочего раствора закрепителя

быстрого действия:

комплект FOMADENT M 1,75 – концентрат закрепителя быстрого действия FOMADENT MF 1,75 доливается водой до 1,75 литра рабочего раствора комплект FOMADENT M 2,5 – концентрат закрепителя быстрого действия FOMADENT MF 2,5 доливается водой до 2,5 литров рабочего раствора закрепителя быстрого действия.

Обработка

Рекомендуемые стандартные условия проявления

Температура (°C)	Время (сек)
25	90
28	60

Бачок с проявителем необходимо закрыть крышкой.

Рекомендуемые стандартные условия закрепления

Температура (°C)	Время (сек)
20	60
30	45

В случае необходимости можете обр

атиться за профессиональной помощью к сервисным техникам фирмы FOMA.

Хранение

Раствор необходимо хранить в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре +5 – +25 °C, максимальный срок хранения составляет 24 месяца от даты изготовления. Срок применения одного рабочего раствора составляет 3 – 4 недели.

Информация о экологической ликвидации, принципы безопасного применения при транспортировке, хранение и манипулирование указаны в листе безопасности изделия.

Изделие обозначено CE и производится и вводится на рынок согласно требованиям директивы Совета 93/42/EHS.

О любых серьезных неблагоприятных событиях, возникших в связи с этим продуктом, следует сообщать изготовителю и компетентному государственному органу.