



FIXAČNÍ POMŮCKY



univerzální podložní klíny

Jsou zhotoveny z umělohmotného materiálu, který téměř neabsorbuje rentgenové záření. Používají se k fixaci pacienta při různých projekcích. Dodávají se v různých tvarech a velikostech.

- č. 1 kvádr, rozměry délka 250, šířka 200, výška 70 mm
- č. 2 velký klín, základna 250 x 200, výška 110 mm
- č. 3 malý klín, základna 120 x 200, výška 60 mm
- č. 4 plochý klín, základna 250 x 200, výška 70 mm
- č. 5 kruhová podložka, průměr 200, výška 50 mm
- č. 6 prstencová podložka, průměr 200, výška 50 mm
- č. 7 válec, průměr 100 mm, výška 250 mm

čištění:

čistí se běžnými čistícími prostředky, v žádném případě nepoužívat alkohol nebo trichloretylen



speciální fixační podložky

- č. 8 fixace hlavy při AP projekci, vnější rozměry 250 x 200 mm, výška 100 mm
- č. 9 fixace hlavy při PA projekci, vnější rozměry 250 x 200 mm, výška 100 mm
- č. 10 fixace hlavy při boční projekci, hlava je otočena vpravo, vnější rozměry 250 x 250 mm, výška 100 mm
- č. 11 fixace hlavy při boční projekci, hlava je otočena vlevo, vnější rozměry 250 x 250 mm, výška 100 mm
- č. 12 fixační podložka pro novorozence
- č. 13 fixační podložka pro batolata

